



Self International System Srl  
Via Vigna del Piaro, 44 - 00060, Riano - Roma - Italy

Numero Verde  
**800-271525**

info@capribeautyline.com  
www.capribeautyline.com



FACE

BODY



## ULTRA POWER TECH

### LINEA SPECIFICA PER APPARECCHIATURE MEDICO ESTETICHE

La Capri Beauty Line ha creato una **nuova linea di elevata qualità** nata dall'esigenza delle nostre operatrici estetiche di **avere a disposizione prodotti specifici da utilizzare con i macchinari** presenti negli Istituti di Bellezza tra cui:

- Gel per ultrasuoni;
- Creme per radiofrequenza;
- Fialoidi concentrati attivanti per gli elettroporatori o da aggiungere alla crema o al gel conduttivo per potenziare l'effetto desiderato.

Grazie alle formulazioni appositamente studiate, i prodotti della linea Ultra Power Tech possono essere veicolati tramite:

- ELETTROPORATORI
- ULTRASUONI
- IONOFRESI
- OSSIGENO IPERBARICO

Sono **dermo cosmetici** innovativi ed efficaci, per contrastare i principali inestetismi del viso e del corpo. Contengono attivi naturali, senza l'utilizzo di derivati animali o di Parabeni e Paraffine. Tutti i prodotti della linea sono caratterizzati da un **alto indice di penetrazione**, agiscono in profondità, e hanno la giusta percentuale di sostanze funzionali per l'ottimizzazione dei risultati estetici.



### CREMA CONDUTTIVA PER APPARECCHIATURE

COD. 57001\_ML 500

Crema idratante particolarmente ricca di minerali che favoriscono le sue proprietà elettro conduttive. È indicata per terapie a trasferimento energetico (capacitivo e resistivo) da effettuare con le apparecchiature adeguate. Il prodotto costituisce un ausilio indispensabile per l'effettuazione di qualsiasi trattamento strumentale e/o manuale di diatermia. Aggiungendo alla crema conduttiva i fialoidi super attivanti anti-rughe, tonificanti, drenanti o anticellulite sarà possibile potenziare al massimo la penetrazione degli attivi con risultati assolutamente sorprendenti. Le elevate proprietà conduttive la rendono assolutamente necessaria per l'utilizzo e il corretto funzionamento delle apparecchiature per trattamenti estetici, favorendone e migliorandone il rendimento e le performance di efficacia. Attenersi alle istruzioni operative dello strumento di applicazione.



### GEL CONDUTTIVO PER APPARECCHIATURE

COD. 57002\_ML 500

Gel Conduttivo Ultra Power Tech è un gel conduttivo veicolante di principi attivi e coadiuvante allo scorrimento dei manipoli delle apparecchiature estetiche. Miscelato ai Fialoidi Concentrati Attivanti, è indicato per varie applicazioni tra cui trattamenti snellenti, revitalizzanti, tonificanti, energizzanti, anti-rughe e idratanti. È un prodotto privo di Parabeni e Paraffine con una formulazione sicura ed efficace che, applicato secondo protocolli di trattamento adeguati, fornisce ottimi risultati e di lunga durata. Attenersi alle istruzioni operative dello strumento di applicazione.



### FIALOIDI CONCENTRATI SUPER ATTIVANTI CONDUTTIVI DRENANTI / CELLULITE

COD. 57021\_12 FIALOIDI ML 15

Caffeina, Carnitina, Centella Asiatica, Betulla, Edera e Ananas: una miscela di attivi che, usati in combinazione con macchinari e apparecchiature medico/estetiche, sono in grado di potenziare l'azione di contrasto all'accumulo di liquidi e alla formazione di depositi di grasso localizzato, con risultati veramente sorprendenti. Uniti a creme o gel conduttivi, grazie alla loro attività, aiutano a ridurre il gonfiore dovuto al ristagno di liquidi. Anche in presenza di capillari fragili consente un sensibile miglioramento della condizione e degli inestetismi cutanei causati da ritenzione idrica e cellulite.



### FIALOIDI CONCENTRATI SUPER ATTIVANTI CONDUTTIVI ANTIRUGHE / TONIFICANTI

COD. 57025\_12 FIALOIDI ML 15

Fialoidi concentrati formulati per l'uso professionale di apparecchiature medico/estetiche. Contengono elevate percentuali di principi attivi come Acido Jaluronico, Vitamina PP, Vitamina A - C - E, Estratto di Ginseng che, veicolate dai macchinari, penetrano in profondità permettendo di fornire all'epidermide tutte quelle sostanze nutritive e idratanti necessarie per ristabilire le migliori condizioni fisiologiche.



### SOLUZIONE LENITIVA POST TRATTAMENTO

COD. 57011\_ML 500

Da tempo si cercava una soluzione totalmente cosmetica per coadiuvare il riequilibrio dei tessuti epidermici subito dopo trattamenti con macchinari estetici come Laser, Radiofrequenza, Arco Elettrico etc. Uno dei principali problemi degli Istituti Estetici è sempre stato quello di ridurre al massimo il periodo di recupero della pelle trattata. La soluzione Lenitiva Post Trattamento Ultra Power Tech è in grado di ridurre questi tempi, senza rischi, in totale sicurezza e senza controindicazioni. Gli attivi che sono stati scelti contribuiscono a calmare gli stati di arrossamento cutaneo di diversa natura e contrastare processi infiammatori locali. L'estratto di Iperico, Camomilla e Aloe Vera svolgono un'azione antinfiammatoria e contribuiscono alla rigenerazione e cicatrizzazione di tessuti danneggiati garantendo un beneficio graduale ma duraturo. Grazie alla sua particolare formulazione, è indicata anche come nutriente per pelli secche e stressate.